



Тележка-каталка  
для перевозки больных

# WP-06




Тележка-каталка для перевозки больных

# WP-06

## Назначение

Тележка-каталка WP-06 предназначена для перевозки больных в операционные и процедурные залы. Основание каталки в форме буквы С и поперечное перемещение ложа обеспечивают удобство при контроле пациента рентгеновской камерой с С-дугой.



Положение Тренделенбурга



Боковое перемещение



## Стандартная конструкция

- Каталка изготовлена из стальных профилей, покрытых порошковой краской цвета RAL 9002, устойчивой к истиранию и действию дезинфицирующих средств.
- Основание каталки закрыто щитками из пластика ABS цвета RAL 9002.
- Каталка имеет матрас, а 2-х секционное ложе защищено хромированными бамперами.
- На щитке основания можно поместить кислородный баллон. В основании также находится корзина для подручных вещей пациента.
- Рама ложа имеет рельсы для крепления аксессуаров по всей его длине.

## Преимущества тележки-каталки

- Боковое перемещение блокируется при помощи защелок.
- Большой диаметр колес (200 мм) делает каталку маневренной и легко управляемой.
- Все 4 колеса имеют центральную блокировку. Одно из колес является направляющим, что упрощает маневрирование каталкой одним человеком при прямолинейном движении.
- Спинная секция регулируется при помощи пневмопружины с блокировкой.
- Изменения высоты ложа и продольных наклонов Тренделенбурга и Антитренделенбурга осуществляется с помощью гидравлической системы с ножным управлением при помощи рычага, размещенного со стороны головы пациента.
- Диапазон регулировки позволяет регулировать высоту ложа каталки, как до высоты ложа больничной кровати, так и столешницы операционного стола.

## Дополнительное оборудование

- Боковое ограждение
- Торцы
- Инфузионные стойки
- Угловая опора руки
- Ремень для иммобилизации пациента



Ремень для иммобилизации пациента WW-12.0



Торец со стороны головы WW-07.0



Боковое ограждение крашенное PB-15.0



Угловая опора руки WS-07.5




Торец со стороны ног WW-08.0



Боковое ограждение хромированное PB-15.1



Инфузионная стойка WK-06.1



Инфузионная стойка WK-16.0

## Технические характеристики

Общая длина каталки	2350 мм
Общая ширина каталки	830 мм
Размеры матраса	2000 x 650 x 60 мм
Диапазон регулировки высоты ложа (без матраса)	от 565 до 875 мм
Диапазон регулировки наклона спинной секции	от 0° до 90°
Положение Тренделенбурга	12°
Положение Антитренделенбурга	12°
Поперечное перемещение	110 мм
Диаметр колес	200 мм
Допустимая нагрузка	250 кг

**Famed Żywiec Sp. z o.o.**  
ul. Fabryczna 1  
34-300 Żywiec, Poland


**Head Office:**  
tel.: +48 33 866 62 00  
fax: +48 33 475 58 90

**Export Department:**  
tel.: +48 33 866 62 58  
tel.: +48 33 866 62 65  
tel.: +48 33 866 62 66  
fax: +48 33 861 46 78


expo.famed@famed.com.pl  
www.famed.com.pl



Функции каталки, регулируемые при помощи ножного насоса



Функции каталки, регулируемые вручную



Продукт соответствует требованиям Европейской директивы MDD 93/42 /ЕЭС в отношении обеспечения безопасности медицинских изделий.

Издание 06/2015/01. Компания оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в изделие небольшие изменения, связанные с развитием научно-технического прогресса

[www.famed.ru](http://www.famed.ru)

